

NEU!



ottobock.

E-MAG Active

Mit höherer Sicherheit mobil

Quality for life

E-MAG Active

Mit höherer Sicherheit mobil

Das E-MAG Active wird eingesetzt bei Lähmungen in den Beinen, um ein physiologisches Gehen zu ermöglichen. Die innovative Sensor-Technologie, die auch in Smartphones und Flugzeugen genutzt wird, misst die Position des Beines während des Gehens und schaltet dementsprechend das Orthesengelenk.

Jetzt neu:

Doppelte Sicherheit: Das E-MAG Active der neuesten Generation verfügt über eine sogenannte PreLock-Funktion. Dadurch wird Ihr Kniegelenk für die Standphase bereits gesichert, auch wenn Sie noch nicht die volle Beinstreckung erreicht haben. Fragen Sie Ihren Orthopädietechniker!

Otto Bock HealthCare Deutschland GmbH · Max-Näder-Straße 15 · 37115 Duderstadt
T +49 5527 848-3411 · F +49 55 27 848-1414 · prothetik@ottobock.de · www.ottobock.de

