

# FreeWalk Orthesensystem

Bewegung mit Schwung

Quality for life

**ottobock.**



# FreeWalk Orthesensystem

## Bewegung mit Schwung

FreeWalk ist ein innovatives Orthesensystem, mit dem Sie wieder annähernd physiologisch gehen und sicher stehen können. Eingesetzt wird es bei Lähmungen in den Beinen. Ein Mechanismus im Kniegelenk sperrt das Orthesensystem während der Standphase und entriegelt es für die Schwungphase.

### **Im Vergleich zu gesperrten Orthesen:**

- können Sie Ihr Bein während des Gehens wieder beugen
- benötigen Sie weniger Energie zum Gehen
- wird das Gehen weniger anstrengend und Sie können längere Strecken zurücklegen
- entlasten Sie durch den wiedergewonnenen harmonischen Gang Ihre Gelenke und Ihren Rücken

Fragen Sie Ihren Orthopädietechniker!

Otto Bock HealthCare Deutschland GmbH · Max-Näder-Straße 15 · 37115 Duderstadt  
T +49 5527 848-3411 · F +49 5527 848-1414 · [prothetik@ottobock.de](mailto:prothetik@ottobock.de) · [www.ottobock.de](http://www.ottobock.de)

