

Werkstoff Silikon – spürbar vorteilhaft

Jede SAFO ist ein Einzelstück, das individuell für Sie und nach Ihren Wünschen in sorgfältiger Handarbeit gefertigt wird. Dabei kommt Silikon zum Einsatz – mit folgenden Vorteilen für Sie:

- Verwendung eines weichen und dennoch stabilen Materials
- Silikon ist hautfreundlich und atmungsaktiv
- Das Material ist wasserfest und geruchlos
- Es bietet einen hohen Tragekomfort; der Einsatz von Klettverschlüssen erleichtert Ihnen das An- und Ablegen. So werden Druckstellen und unangenehme Reibungen verhindert
- Es ist möglich, Ihren Hautton (weitestgehend) originalgetreu nachzuempfinden und die SAFO entsprechend einzufärben
- Silikon ist hygienisch und kann einfach täglich mit warmem Wasser und pH-neutraler Seife gereinigt werden



„Durch die dünne und flexible Sohle spüre ich jetzt endlich, wie der Boden beschaffen ist. Ich kann sogar kleine Steinchen oder Teppichkanten spüren und fühle mich dadurch viel sicherer beim Gehen.“

Lindsay, 53

Mit freundlicher Empfehlung




Otto Bock HealthCare Deutschland GmbH
Max-Näder-Straße 15 · 37115 Duderstadt
T +49 5527 848-3030 · F +49 5527 848-1585
servicefertigung_silikon@ottobock.de · www.ottobock.de

© Ottobock · 646D1015=DE-02-1611

ottobock.

SAFO – die Silikon- Knöchelfußorthese

Mehr Vorteile – dank Silikon



Quality for life

Information für Anwender



Sicherer gehen und stehen – spürbar in jedem Moment

Die Silikon-Knöchelfußorthese (SAFO) ist eine Alternative zu konventionellen Knöchelfußorthesen bei Fußheberschwäche. Sie nutzt ein anderes Wirkprinzip, um das Absinken des Vorfußes während der Schwungphase zu verhindern, und ermöglicht Ihnen damit ein spürbar sicheres Auftreten.


Konventionelle Knöchelfußorthesen stützen den Fuß entlang der Sohle, also von unten. Im Gegensatz dazu hält die SAFO Ihren Vorfuß von „oben“ in Position. Dies hat den großen Vorteil, dass Sie über die dünne und flexible Sohle direkt spüren, wie der Boden beschaffen ist. Sie merken also kleine Unebenheiten, z. B. Steinchen, Teppichkanten oder Türschwellen direkt beim Auftreten. Dies gibt Ihnen mehr Sicherheit beim Gehen.

Da die SAFO direkt am Fuß anliegt, kann sie auch ohne festes Schuhwerk oder sogar barfuß getragen werden. Damit können Sie die Orthese sogar beim Schwimmen, Baden oder Duschen tragen – im Urlaub, im Schwimmbad oder zu Hause.

Die SAFO ist in zwei Varianten erhältlich*:

- SAFO ONE: Die SAFO ONE ist in 19 Farben erhältlich. Über den integrierten Klettverschluss wird die Orthese sicher und dezent zugleich am Fuß befestigt.
- SAFO Walk: Die SAFO Walk ist in 7 Hautfarben erhältlich. Für eine besonders leichte Handhabung sind die Klettverschlüsse außen angebracht.

* Beide SAFO-Varianten sind auch für Kinder erhältlich.



Mehr Freiheit und Komfort – spürbar in jedem Punkt

- Ermöglicht das bequeme und sichere Laufen sowie natürliches Abrollverhalten
- Optimale sensorische Rückmeldung dank dünner, flexibler Sohle und freier Ferse
- Hohe Bewegungsfreiheit bei sicherem Halt
- Kann mit Schuhen, ohne festes Schuhwerk oder auch barfuß*¹ getragen werden
- Hoher Tragekomfort und gute Fixierung
- Nutzung der wasserfesten*² Orthese beim Duschen oder Schwimmen möglich
- Hoher Tragekomfort und lange Tragedauer
- Geringes Risiko für Druckstellen oder Hautabschürfungen

Das tägliche Reinigen mit pH-neutraler Seife und warmem Wasser von innen und außen hält Ihre Orthese hygienisch sauber und verlängert die Lebensdauer.

Die SAFO kann bei Fußheberschwäche mit oder ohne moderater Spastik, wie sie z. B. nach Schlaganfall, bei Kinderlähmung oder bei Multiple Sklerose auftreten kann, eingesetzt werden.

Ob eine SAFO für Sie sinnvoll ist, kann Ihr Orthopädietechniker im Vorfeld mit einer Diagnose-Orthese, dem sogenannten Fit-Kit, überprüfen.

*¹ Bitte vermeiden Sie beim Barfußlaufen scharfkantige Untergründe, damit keine Schnitte im Silikon entstehen.

*² Hinweis: Rechtsprechung wasserfeste Gehhilfe (dt.) BSG, Urteile vom 25.6.2009, Az. B 3 KR 2/08 R, B 3 KR 10/08 R und B 3 KR 19/08 R