

WalkOn Reaction junior 28U25

Ganz schön dynamisch!



Quality for life

WalkOn Reaction junior

Dynamische Unterschenkelorthese
aus Carbon für Kinder

Die WalkOn Reaction junior ist das neue Mitglied in der WalkOn Familie. Sie basiert auf der WalkOn Reaction plus und verfügt somit über hohe dynamische Eigenschaften. Die Unterschenkelorthese nutzt dabei die Bodenreaktionskraft, um das Gangbild deutlich zu verbessern. Sie richtet sich an Kinder, die im Vergleich zu herkömmlichen Fußheberorthesen, eine höhere Unterstützung benötigen.



Vorteile auf einen Blick

- Hohe dynamische Eigenschaften (Nutzen der Bodenreaktionskraft)
- Carbonfaser-Prepreg für eine hohe Energierückgabe
- Hoher Tragekomfort durch geringes Gewicht und offene Ferse sowie anatomisches Design der frontalen Anlage
- Schienbeinpolster aus klimaregulierendem Material für bessere Hauthygiene und angenehmen Tragekomfort
- Kombination mit zusätzlichen dynamischen Fußorthesen (DAFO's) möglich
- Alle Textilteile sind wasch- und wechselbar
- Zuschneidbare Sohle
- Kann mit festen Konfektionsschuhen getragen werden

Indikationen

- Infantile Zerebralparese
- Fußheberschwäche ohne oder mit leichter bis moderater Spastik
- Hemiparese, Diparese

Wirkweisen

- Unterstützt die Fußhebung
- Fördert dynamisches Abrollen
- Vergrößert die Schrittweite durch muskuläre Dynamisierung
- Fördert die Außenrotation des Fußes beim Fersenauftritt
- Fördert das physiologische Gangbild
- Reduziert die Sturzgefahr





Das Design der Orthese ist an die anatomischen Verhältnisse von Kindern angepasst und unterscheidet sich deswegen in den unterschiedlichen Größen. Durch den guten Tragekomfort erreicht die WalkOn Reaction junior eine hohe Akzeptanz bei Kindern.

Art.-Nr. 28U25

Bestell-Nr.: Artikelnummer=SeiteSchuhgröße | Bestell-Bsp.: 28U25=L24-27



Seite	Schuhgröße	Gesamthöhe (cm)
L/R	24-27	20,5
L/R	27-30	24,5
L/R	30-33	27
L/R	33-36	29,4

Wie auch bei den anderen Produkten der WalkOn Familie gibt es für die WalkOn Reaction junior ein Fit Kit (28T5).

© (2016) Tabaluga Enterprises GmbH.
TABALUGA basiert auf einer Idee von
Peter Maffay, Gregor Rottschalk und
Rolf Zuckowski. Bilder von Helme Heine.
www.tabaluga-enterprises.de

www.ottobock.de