



Die kleinen Dinge sind es, die Bianca oft vergessen lassen, dass ihr das jeweils letzte Glied des rechten Zeige- und Ringfingers amputiert wurde.

Die individuell auf ihre Hand abgestimmten Silikon-Fingerprothesen fügen sich harmonisch in ihr vorhandenes Körperbild und verhelfen der jungen Mutter wieder zu einem Leben ohne Einschränkungen.

Dank ihrer Silikon-Fingerprothesen kann sie wie gewohnt am Laptop arbeiten, ihr Handy nutzen oder ihren vielfältigen Hobbys nachgehen – sogar die Fingernägel kann sie sich jederzeit lackieren und das macht die Silikon-Fingerprothese für sie aus: Man vergisst einfach, dass man sie trägt.



Mit freundlicher Empfehlung

Weiterführende Informationen zum Thema Finger- bzw. Teilhandamputation und Versorgungsmöglichkeiten finden Sie auf der Internetseite:

www.Leben-mit-Fingeramputation.de

Diese Internetseite geht ausführlich auf das Thema Finger- bzw. Teilhandamputation und die langfristigen Versorgungsmöglichkeiten nach einer Amputation ein. Die Seite ist eine Initiative von Ottobock. Sie finden dort aktuelle und fachlich fundierte Informationen. Außerdem können Sie nach qualifizierten Ansprechpartnern in Ihrer Region suchen.

Otto Bock HealthCare Deutschland GmbH
Max-Näder-Straße 15 · 37115 Duderstadt
T +49 5527 848-3030 · F +49 5527 848-1585
servicefertigung_silikon@ottobock.de
www.ottobock.de
www.Leben-mit-Fingeramputation.de

© Ottobock · 646D309=D-05-1404

ottobock.

Finger- und Teilhandprothesen aus Silikon

Damit Sie Ihren Alltag im Griff haben



Quality for life

Information für Anwender

Was ist eine Silikon-Finger- bzw. -Teilhhandprothese?

Finger- und Teilhhandprothesen aus Silikon „ersetzen“ den amputierten Bereich eines Fingers oder einer Hand.

Die Silikon-Prothesen von Ottobock vereinen Funktionalität und Komfort mit hoher Ästhetik. Das Ergebnis: individuell hergestellte Prothesen, die den vielseitigen Anforderungen des Alltags gewachsen sind, das äußere Erscheinungsbild täuschend echt wiederherstellen und so die Lebensqualität vieler Finger- und Teilhhandamputierter steigern.

Ottobock bietet Ihnen eine große Auswahl an Lösungen für Finger- und Teilhhandprothesen. Sie können beispielsweise den farblichen Detaillierungsgrad Ihrer Silikon-Prothese selbst bestimmen. Dafür können Sie zwischen den folgenden drei Varianten wählen:

„Basic“: Die komplette Prothese wird mit einem individuellen Farbton gefertigt.

„Classic“: Für die Gestaltung werden 2 bis 3 individuell auf Ihre Hauttöne abgestimmte Farben verwendet. Die Fingernägel werden individuell aus Silikon oder Acryl gefertigt.

„Natural“: Die Prothese wird mit 6 bis 8 individuell auf Ihre Hauttöne abgestimmten Farben gestaltet. Die Fingernägel werden dabei mehrfarbig aus Silikon oder Acryl gefertigt.

Welche Vorteile bietet die Silikon-Prothese?

Durch eine Finger- bzw. Teilhhandprothese aus Silikon:

- Stellen Sie Ihr äußeres Erscheinungsbild täuschend echt wieder her, z. B. durch die individuelle Gestaltung von Form und Farbe der Fingernägel – auf Wunsch bis ins letzte Detail
- Erweitern Sie die Greif-Möglichkeiten Ihrer betroffenen Hand
- Können Sie Tastaturen, Telefone und andere Bedienungselemente wieder nutzen

Die Finger- bzw. Teilhhandprothese zeichnet sich dabei durch folgende Merkmale aus:

- Hoher Tragekomfort
- Sichere Fixierung
- Dünne Schafränder: Ihre umliegenden Finger werden in ihren Bewegungsfreiräumen nicht beeinträchtigt
- Schutz des Stumpfes durch individuelle Schaftgestaltung
- Einfache Handhabung: Sie können die Silikon-Finger- bzw. -Teilhhandprothese bequem an- und ablegen
- Einfache Reinigungsmöglichkeiten: Nach dem Tragen können Sie Ihre Prothese täglich mit Wasser und neutraler Seife von innen und außen reinigen



Für wen ist sie geeignet?

Eine Silikon-Fingerprothese wird verwendet:

- Bei der Amputation eines oder mehrerer Finger mit ausreichender Stumpflänge

Eine Silikon-Teilhhandprothese wird verwendet:

- Bei der Amputation eines oder mehrerer Finger mit nicht ausreichender Stumpflänge
- Bei einer Amputation im Mittelhandbereich



Und wie bekomme ich eine?

Um Ihre Finger- bzw. Teilhhandprothese aus Silikon zu fertigen, nimmt Ihr Orthopädie-Techniker die Maße Ihrer Hände und fertigt anschließend Abdrücke sowie Fotografien an. Mit Hilfe dieser Daten wird im ersten Schritt eine Probeprothese angefertigt, die Sie in den darauffolgenden Wochen in Ihrem Alltag tragen und testen können. Diese Testphase dient dazu, die größtmögliche Funktionalität der späteren Prothese zu gewährleisten, indem bei Bedarf Veränderungen z. B. an der Fingerstellung vorgenommen werden.

Nach der Testphase wird die endgültige Prothese erstellt und von Ihrem Orthopädie-Techniker angepasst. Haben Sie sich für die Ausführungsvariante „Natural“ entschieden, haben Sie die Möglichkeit, im Ottobock Competence Center vor der endgültigen Fertigstellung Ihrer Silikon-Finger- bzw. -Teilhhandprothese Einfluss auf die finale kosmetische Gestaltung zu nehmen, um ein optimales ästhetisches Ergebnis zu erzielen.

